



Zerlegbare Stanzen mit Silikongriff
Dismantable Rongeurs with Silicone Handle
Pinzas saca-bocadas desmontable con mango de silicona
Pinces emporte-pièce démontables avec manche en silicone
Laminotomi smontabili con manico in silicone

Kerrison
 ...DieBLAUEN
 Cervical



EJECTOR


a

| Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso | 40° | |
|---|--------------------|-----------------|
| | a = 18 cm - 7 1/8" | a = 20 cm - 8" |
| 1 mm | 57.30.21 | 57.30.31 |
| 2 mm | 57.30.22 | 57.30.32 |
| 3 mm | 57.30.23 | 57.30.33 |
| 4 mm | 57.30.24 | 57.30.34 |

13 mm



Kerrison

FOR CERVICAL
USE ONLY

Anwendung ausschließlich an der zervikalen Wirbelsäule!

For cervical spine use only!

Para el uso exclusivo en la columna cervical!

Peuvent être utilisées exclusivement sur la colonne vertébrale cervicale!

Solo per l'utilizzo alla colonna cervicale!

a



EJECTOR

| Stanzbreite Jaw width Ancho del corte Largeur des mors Larghezza de morso | 40° | |
|---|--------------------|-----------------|
| | a = 18 cm - 7 1/8" | a = 20 cm - 8" |
| 1 mm | 57.30.51 | 57.30.61 |
| 2 mm | 57.30.52 | 57.30.62 |
| 3 mm | 57.30.53 | 57.30.63 |
| 4 mm | 57.30.54 | 57.30.64 |

magic cut

13 mm



Kerrison



magic cut


Lange Standzeit, hohe Oberflächenhärte und blendfreie Oberfläche

Long lasting cutting ability, high surface hardness and non-dazzling surface

Máxima duración del corte, alta dureza de la superficie y superficie antideslumbrante

Longue durée de vie, grande dureté de la surface et surface non-éblouissante

Massima durata del taglio, alta durezza della superficie e superficie antiriflesso

mit Auswerfer
with ejector
con espulsor
avec éjecteur
con espulsore

Schmale Stanzplatte = schwarze Feder

Narrow footplate = black spring

Lámina de punzonar estrecha = muelle negra

Plaque de poinçonnage étroite = ressort noire

Morso sottile = molla nera